

DIPTRON RTU

Descrição:

DIPTRON RTU Cypermethrin, Inseticida microemulsionado pronto a usar para o controlo de todos os tipos de insetos (rastejantes e voadores).

Propriedades:

Age por contacto e ingestão. Rapidez de eliminação com baixa quantidade de produto. Supereficaz. Ação imediata. Rapidíssimo efeito, queda e eliminação. Com alta persistência para acabar com todos os indivíduos do ninho. Segurança para o aplicador pelo seu baixo impacto nocivo.

Pragas:

Elimina Insetos rastejantes e voadores

Características físico-químicas:

Estado físico: Líquido

Cor: âmbar

Odor: Característica

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: >75 °C

Densidade relativa: 1.015

Aplicações:

Inseticida concentrado emulsionável para insectos voadores e rastejantes.

Armazenamento:

Armazenar segundo a legislação local. Observar as indicações do rótulo. Armazenar os recipientes entre 5 e 25 °C, num local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar directa. Manter longe de pontos de ignição. Manter longe de agentes oxidantes e de materiais fortemente ácidos ou alcalinos. Não fumar. Evitar a entrada a pessoas não autorizadas. Depois de ter aberto os recipientes, estes devem ser fechados de novo com cuidado, e colocados verticalmente para evitar derrames.

Instruções de utilização:

Antes de usar o produto, ler atentamente a etiqueta. Não aplicar sobre alimentos nem utensílios de cozinha. Não se poderá aplicar sobre superfícies onde se manuseiem, preparem ou tenham de consumir-se ou servir-se alimentos. Não usar na presença de pessoas e/ou animais domésticos. Ventilar adequadamente o recinto antes de entrar no mesmo. Pulverização do produto sem diluição dirigida a rodapés e solos. Não poderá ser aplicado de forma aérea. Não aplicar em locais visíveis nem acessíveis. Não misturar com outros produtos químicos. Evitar o contacto com as superfícies tratadas. Em uso por pessoal especializado, não aplicar em zonas de jogos de crianças, creches e escolas infantis onde exista uma presença constante e continuada de crianças.



Composição:

Cipermetrina 40/60 0,15%
Butóxido de piperonilo 0,80%



Dosagem:

1 litro/20 m²



Apresentação:

500 ml

ACM: 1917S